



English

Disposable Webbed* EEG [Electroencephalography] Electrode

Intended Applications

EEG, EP [Evoked Potentials], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring], ICU [Intensive Care Unit], LTM [Long Term Monitoring], PSG [Polysomnography] and Ambulatory.

Sterilization

Non-sterile.

Caution

Disposable Webbed EEG Electrodes are for professional use only and should only be used in compliance with accepted industry standards. RhythmLink International, LLC is not responsible for injury, infection or other damage resulting from the use or misuse of this product.

Packaging

Ten Electrodes per pouch.

Instructions for Use

Clean application site. Apply Electrode using conductive gel, paste, collodion or other similar adhesive. When finished, remove Electrode and clean application site. This product is single-patient use only. Discard Electrode after use.

This product has a useful shelf life of 5 years from the date of manufacture.



RhythmLink International, LLC
1140 First Street South
Columbia, SC, USA 29209-3540
+1.866.633.3754 [toll-free]
+1.803.252.1222
+1.803.252.1111 [fax]
sales@rhythmink.com
Rhythmink.com



European Authorized Representative
Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str.71
D-30855 Hannover-Langenhagen



**FOR SINGLE USE ONLY
ASSEMBLED IN CHINA**

Caution: Federal Law [USA] restricts this device for sale by or on the order of a licensed medical practitioner.

RhythmLink® is a registered trademark of RhythmLink International, LLC.

*US Patent No. D 644,738 and European Patent Registration No. 001893751-0001.

Part # IFU100-13 rev001

Electrodo para EEG [Electroencefalograma] reticulado desechable

Usos indicados

EEG, EP [Potenciales evocados], IONM [Monitorización neurofisiológica intraoperativa], ICU [Unidad de cuidado intensivo], LTM [Monitorización prolongada], PSG [Polisomnografía] y uso ambulatorio.

Esterilización

No estéril.

Advertencia

Los electrodos para EEG reticulados desechables son para uso profesional únicamente y se deben usar solamente de conformidad con las normas aceptadas del sector. RhythmLink International, LLC no se hace responsable de lesiones, infecciones u otros daños resultantes del uso o el uso indebido de este producto.

Envases

Diez electrodos por sobre.

Instrucciones de uso

Limpie el área de aplicación. Aplique el electrodo mediante el uso de gel, pasta o colodión conductores, u otros adhesivos similares. Cuando termine, quite el electrodo y limpie el área de aplicación. Este producto es para uso en un solo paciente. Deseche el electrodo después de su uso.

Advertencia: La jurisprudencia federal de EE.UU. restringe la venta de este producto por parte o a la orden de un profesional médico. RhythmLink® es una marca registrada de RhythmLink International, LLC.

Elettrodo a perdere alveolare da EEG [electroencefalogramma]

Applicazioni previste

EEG, EP [potenziali evocati], IONM [neuromonitoraggio interoperatorio fisiologico], ICU [rianimazione], LTM [osservazione protratta], PSG [polissonnogramma] e ambulatorio.

Sterilizzazione

Non sterile.

Attenzione

Gli elettrodi a perdere palmati da EEG sono solo per uso professionale e vanno usati esclusivamente attenendosi agli standard vigenti nel settore. RhythmLink International, LLC non risponde di lesioni, infezioni o altri danni derivanti dall'uso corretto o improprio di questo articolo.

Confezione

Dieci elettrodi per confezione sigillata.

Istruzioni per l'uso

Pulire il punto dell'applicazione. Applicare l'elettrodo con gel, pasta o collodio conduttivi o altro adesivo simile. Alla fine staccare l'elettrodo e pulire il punto dell'applicazione. Questo articolo è da usarsi su un singolo paziente. Scartare l'elettrodo dopo l'uso.

Attenzione: La legge federale [USA] limita la vendita di questo dispositivo a opera o su richiesta di un medico iscritto all'albo.

RhythmLink® è un marchio registrato di RhythmLink International, LLC.

Español

Electrode d'EEG (électroencéphalographie) aranéuse jetable

Applications visées

EEG, EP [Evoked Potentials (potentiels évoqués)], IONM [Intraoperative Neurophysiological Monitoring (contrôle neurophysiologique peropératoire)], ICU [Intensive Care Unit (unité de soins intensifs)], LTM [Long Term Monitoring (surveillance à long terme)], PSG [Polysomnography (polysomnographie)] et ambulatoire.

Stérilisation

Non-stérile.

Avertissement

Les électrodes EEG aranéuses jetables sont destinées à un usage professionnel uniquement et ne peuvent être utilisées qu'en conformité avec les normes acceptées de l'industrie. RhythmLink International, LLC décline toute responsabilité en cas de blessure, d'infection ou d'autre dommage résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.

Conditionnement

Dix électrodes par sachet.

Instructions d'utilisation

Nettoyez le site d'application. Appliquez des électrodes à l'aide de gel, de pâte, de collodion ou d'un adhésif conducteur similaire. Lorsque vous avez terminé, enlevez l'électrode et nettoyez le site d'application. Ce produit est destiné à un usage unique. Jetez l'électrode après usage.

Avertissement : la législation fédérale [américaine] limite ce produit à la vente par ou sur prescription d'un médecin praticien. RhythmLink® est une marque déposée de RhythmLink International, LLC.

Français

Italiano

Netzförmige EEG [Elektroenzephalographie]-Elektrode (Einweg)

Vorgesehene Anwendung

EEG, EP [evozierte Potenziale], IOM [intraoperatives Neuromonitoring], Intensivstation, LTM [Langzeitüberwachung], PSG [Polysomnographie] und ambulanz.

Sterilisation

Nicht steril.

Achtung

Die zum Einmalgebrauch vorgesehenen EEG-Gewebeelektroden dürfen nur von Fachpersonal und unter Einhaltung anerkannter Branchenstandards verwendet werden. RhythmLink International, LLC übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Infektionen oder andere Schäden, die durch Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

Packungsgröße

Zehn Elektroden pro Beutel.

Gebrauchsanweisung

Applikationsstelle reinigen. Elektrode mit Leitgel, Leit- oder Klebepaste, Kollodium oder einer ähnlichen Elektrodenpaste befestigen. Nach Gebrauch Elektrode entfernen und Applikationsstelle reinigen. Dieses Produkt ist zum Einpatientengebrauch bestimmt. Elektrode nach Gebrauch entsorgen.

Achtung: Nach US-Gesetzen darf dieses Produkt nur an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

RhythmLink® ist eine eingetragene Marke von RhythmLink International, LLC.

Deutsch